






PHOTOPOL PRO
 **dentalfarm**
DENTAL EQUIPMENT SINCE 1972
EXCELLENCE.TODAY



Espectro Real-UV (< 410 nm) VIOLETA

Espectro Near-UV (> 410 nm) AZUL

Espectro UV (320 - 550 nm) todos



A5407 PHOTOPOL PRO

A5407V PHOTOPOL PRO VACUUM

Alto: 300mm - Largo: 280mm - Ancho: 350mm

Alto: 300mm - Largo: 280mm - Ancho: 350mm

Peso Neto y Bruto: 8,5Kg - 9,5Kg

Peso Neto y Bruto: 10,5Kg - 12,5Kg

Tensión: 230V - 50/60Hz (tensiones diferentes a petición)

Tensión: 230V - 50/60Hz (tensiones diferentes a petición)

Absorción: 250W

Absorción: 300W

Dimensión del plato rotatorio: 100x100mm

Dimensión del plato rotatorio: Ø 95mm

Gama de longitud de onda: 320-550nm (pico a 470nm)

Gama de longitud de onda: 320-550nm (pico a 470nm)