

## A0125 MINIEXPORT



Gruppo di appartenenza	<b>Vibratori da Laboratorio per la costipazione dei rivestimenti di fusione nei cilindri</b>
Caratteristiche salienti	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <b>Portata 2 cilindri grandi (9x)</b></li> <li>⇒ Ampia gamma di regolazione della velocità di vibrazione</li> <li>⇒ Grande potenza, adatto a qualsiasi rivestimento</li> <li>⇒ Coperchio in gomma rimovibile per pulizia</li> </ul>
Tensione di alimentazione	<b>230v A. C. - 50Hz (tensioni e frequenze diverse a richiesta)</b>
Assorbimento elettrico	165W
Larghezza	240 mm + spazio per cavo di alimentazione
Profondità	150 mm
Altezza	105 mm
Dimensioni utili del piatto vibrante	<b>230 mm x 140 mm</b>
Peso a vuoto	5,5 Kg