

## A1502 ASPIRATORE PROFESSIONALE PRO-3 SHAKE



Gruppo di appartenenza  
Caratteristiche salienti

**Aspiratore polveri e piccoli detriti, non utilizzabile per aspirare liquidi**

- ⇒ Motore monostadio ad alta velocità, di grande potenza
- ⇒ **Tre stadi progressivi di filtrazione. Primo stadio con sacco filtro in carta, secondo stadio con sacco in nylon, terzo stadio con cartuccia microfiltrante di grande autonomia**
- ⇒ Gruppo aspirante isolato in un corpo in plastica, fusto in acciaio inox
- ⇒ Sistema elettromagnetico di scuotimento della cartuccia filtrante per provocare la precipitazione dei residui ed aumentare così l'autonomia
- ⇒ Montato su ruote pivotanti
- ⇒ Possibilità di due collegamenti contemporanei
- ⇒ Manicotto terminale multidiametro per facilitare l'applicazione

Apparecchiature a cui può essere collegato

Squadramodelli a secco, Rifinitore per modelli, Sabbiatrice, Separamonconi, Banco di lavoro

Tubo di collegamento

Ø 36x30 – lunghezza 3metri

Grado di filtrazione

1µ

Potenza motore

1200W

Volume aria aspirata

170m<sup>3</sup>/h

Livello di pressione acustica

<69 dB (A)

Tensione linea

230v A.C. 50 Hz (tensioni differenti a richiesta)

Larghezza

380 mm

Profondità

380 mm

Altezza

800 mm

Peso a vuoto

13,5 Kg