

A4701 BUNSEN con TERMOCOPPIA per GAS METANO
A4702 BUNSEN T/C per GAS PROPANO LIQUIDO (GPL)



Gruppo di appartenenza

Apparecchi a gas

Caratteristiche salienti

- ⇒ Massima sicurezza data dalla valvola a termocoppia che blocca il flusso del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- ⇒ Ottima stabilità data dall'ampia superficie di appoggio
- ⇒ Possibilità di regolazione della miscela aria-gas
- ⇒ Collegamento tramite tubo flessibile di diametro interno 7 o 13 mm

Combustibile

A4701 = Gas metano (gas città)

A4702 = Gas propano liquido (gpl) o butano (camping gas)

Temperatura sviluppata

900°-1100°C

Kcal

610

Consumo gas

66 l/h

Pressione di utilizzo

A4701 = 22 mbar

A4702 = 0.1 – 0.5 BAR

Dimensioni

150 x 140 x 100h