

A5104 SQUADRAMODELLI MT-Dry



Gruppo di appartenenza

Elettrotensili da asportazione, taglio o lucidatura

Caratteristiche salienti

- ⇒ Ottimo rapporto qualità prezzo
- ⇒ Stabile, robusta e pratica
- ⇒ Velocità medio-alta (2.800 giri/min) per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo
- ⇒ Frontale inclinato di 10° per maggiore ergonomia
- ⇒ Piano di lavoro con linee guida
- ⇒ Interruttore elettromagnetico di sicurezza che evita la partenza accidentale dopo una mancanza di alimentazione
- ⇒ Presa per alimentazione aspiratore polveri
- ⇒ Disco abrasivo in diamante industriale di lunghissima durata
- ⇒ Involucro di protezione della parte rotante stampato in ABS, di facile rimozione per pulizia

Dimensioni disco abrasivo

Ø 254 mm con foro Ø 25.4 mm

Disco abrasivo installato

Di lunghissima durata con superficie abrasiva in diamante industriale a norme FEPA

Motorizzazione

Motore asincrono in corrente alternata

Tensione motore

230v AC

Velocità di rotazione

2.800 giri/min

Potenza motore

750W

Tensione linea

230v AC 50/60 Hz

Larghezza

320 mm

Profondità

480 mm

Altezza

360 mm

Peso a vuoto

16,4 Kg

Peso imballato

18.6 Kg