

A6020 Sistema di riscaldamento a induzione elettronica E-BUNSEN



Gruppo di appartenenza

Caratteristiche salienti

Macchine elettriche per la lavorazione delle cere

- ⇒ Massima sicurezza data dall'assenza di fiamma libera
- ⇒ Ridotte dimensioni di ingombro e, a differenza del bunsen tradizionale, nessun vincolo di posizione dato dalla rigidità del tubo e dalla emissione di calore
- ⇒ Sensore di posizione che rileva lo strumento da riscaldare ed avvia immediatamente il ciclo
- ⇒ Led di segnalazione strumento rilevato / ciclo attivo
- ⇒ Resa termica molto alta, la spatola è riscaldata in meno di 2 secondi

Tensione linea

230v A.C. 50 Hz

Assorbimento

100 W

Larghezza

90 mm

Profondità

210 mm

Altezza

90 mm

Peso a vuoto

0,9 kg

Peso imballato

1,3 kg