



ideastudio

the all-in-one smart solution for the dental clinic

ideastudio

the all-in-one smart solution for the dental clinic

CENTRO DI FINITURA PER LO STUDIO DENTISTICO

- SPECIFICHE TECNICHE

1) BOX in metacrilato trasparente con aperture laterali, griglia di separazione detriti e schermo asportabile di facile sostituzione 2) MODULO microsabbatrice per erogare ossido di alluminio, comando a pedale, manipolo ergonomico con ugello di precisione 3) sistema di ASPIRAZIONE costante pneumatico, dotato di sacchetto filtro.

- UTILIZZO

1) preparazione della parete ritentiva interna di cappette; 2) rifinitura di protesi fresate in tecnica CAD-CAM 3) pulizia parti rimosse per riparazione prima del riposizionamento

- INSTALLAZIONE

ideastudio NON utilizza elettricità e necessita solo di impianto pneumatico che, una volta aperto, attiva il sistema di aspirazione portando aria al pedale. Sollevando il pedale la pressione residua del contenitore viene rilasciata automaticamente.

ALL-IN-ONE FINISHING UNIT FOR THE DENTAL CABINET

- TECHNICAL SPECIFICATIONS

1) BOX in methacrylate fitted with easy-to-replace protection screen, grid on the bottom allowing to separate grinding debris 2) microblasting TANK assembled on stainless steel support, instant stop thanks to the EASY module 3) constant pneumatic SUCTION system to eliminate the fine dust produced by aluminum oxide.

- APPLICATIONS

1) ideally suited for the preparation of the retention wall for fixed prosthesis, before cementation 2) finishing for CAD-CAM milled elements.

- INSTALLATION

ideastudio DOES NOT need any electric connection, only pneumatic connection.



(A1066+A1067) ideastudio

DIMENSIONI mm: 280 x 320 x 300h	<i>DIMENSIONS mm: 280 x 320 x 300h</i>
PRESSIONE DI ESERCIZIO: min 2,0 - max 4,0 BAR	<i>MICROBLASTING PRESSURE: min 2,0 - max 4,0 BAR</i>
ASPIRAZIONE: Sistema Pneumatico (Venturi)	<i>SUCTION SYSTEM: Pneumatic (Venturi)</i>
FILTRAZIONE: A secco, sacchetto in panno	<i>FILTRATION: Dry System (cloth bag)</i>
ABRASIVO: Al ₂ O ₂ (95μ - 85μ) - Microblast 90μ	<i>ABRASIVE MEDIA: Al₂O₂ (95μ - 85μ) - Microblast 90μ</i>
UGELLO: 1 da Ø mm. 0,8	<i>NOZZLE: 1 per Ø mm. 0,8</i>



via Susa, 9/a - 10138 Torino
Tel: +39 011 43 46 588 / +39 011 43 46 632
Fax: +39 011 43 46 366
Email: info@dentalfarm.it

www.dentalfarm.it